



GO

### Mis vahe on Nosiboo Pro-l ja Nosiboo Go-l?

KIDSMED	PRO	GO
		
KAAL	972G	375G
TOIDE	VOOLUVÕRK	TAASLAETAV AKU
IMEMISRÕHK L/SEK	9	8
MÜRATASE (DB)	55-62	55-62
IMEMISVÕIMSUSE REGULEERIMINE	REGULEERITAV	TÖÖTAB ÜHEL VÕIMSUSEL. VÕRDELINE PRO MAKSIMUM- VÕIMSUSEGA
TALITUSTSÜKLI PIKKUS	15 MIN (50MIN PAUSI)	10 MIN (TAASKÄIVITA KOHESELT UUESTI)
VÄRV	ROOSA, SININE, ROHELINE	ROHELINE
HIND	139 €	159 €

### Kas GO ja selle imemistugevus on sobilik vastsündinule?

Jah, kõik Nosiboo tooted on sobilikud kasutamiseks alates sünnist ja selle imemistugevus ei tee lapse ninale liiga! Imemistugevused on paika pandud koostöös arstidega.

### Kas peaksin seadet tellides ostma kohe ka lisatarvikute komplekti?

Ei pea, kuna seadmega koos saad kõik vajaliku, et kohealt aspiraatorit kasutada. Küll aga, kui sul on kodus mitu last, keda vajalik aspireerida, on hügieenilisest aspektist lähtudes mõistlik osta lisaotsik/Penguini pea (lisatarvikute komplektis olemas).

### Kas Go on pörutuskindel?

Ei, Go ei ole pörutuskindel ja kindlasti tuleks seadet käsitleda ettevaatlikkusega nagu igat teist meditsiinilist seadet.

## **Kui kaua saab peale laadimist seadet kasutada?**

Go aspiraatorit saab kasutada 30min peale laadimist. Seade lülitab end ise välja peale 10minutit järjestikust kasutamist liigkasutamise vältimiseks. Peale pausi, saate seadme uuesti käivitada.

## **Milliseid seadme osasid tuleb pesta ja millega?**

Pesta tuleb peale kasutust koheselt vaid Penguin pead. Osasid tuleb pesta sooja jooksva vee all loputades.

## **Kas ma pean kindlasti koheselt peale kasutamist seadme pead pesema?**

Jah, kui jätate sekreedi Penguin pea sisse seisma, võib see imbuda seadme mootoris. Kui sekreet jõuab masinasse, on seade rikunud ning selle parandust ei kata garantii. Kui kasutate Nosibood öösel ning pesemine on sel ajal võimatu/tülikas, palun keerake Penguin pea seadme keha küljest maha ja peske teile sobivalt aga esimesel võimalusel.

## **Nosiboo Go filter lõhnab ebameeldivalt, on märdunud või niiske. Mida peaksin tegema?**

Kui sinu Go filtriga on juhtunud just nii, siis tuleb sul kindlasti osta uus filter. Filtrid on saadaval meie müüdas Perepakis, eraldi tootja filtreid ei paku. Ära kindlasti kahjustatud filtrit pese!

Pesuga kaotab see oma funktsiooni ning ei kaitse enam seadet. Filter saab niiskeks minna, märduda ainult mittekorrektse kasutamise tagajärjel:

-Te ei ole koheselt peale kasutamist seadme pead puhastanud ja sekreet on jäänud masinasse seisma. Seade tuleb KOHESELT puhastada ning seda ka öösel!

-Olete peale seadme pea pesemist selle ilma kuivatamata masina külge ühendanud.

-Penguin pea sees olev kaelustoru ei ole korralikult soonde kinnitatud.

## **Kas on võimalik osta eraldi filtrit, otsikut või kaelustoru?**

Kahjuks mitte. Kõik need osad on saadaval lisatarvikute komplektis. Eraldi detaile osta pole võimalik.

## **Kas BPA-vaba ninaotsikut on võimalik osta erinevates suurustes?**

Ei, kõikide Nosiboo aspiraatorite otsikud on ühes ja samas suuruses. Kuna seadme otsikut ei tule lapsele sügavale lükata, et sekreeti kätte saada, sobib otsik kõikidele pisikestele ninadele.

## **Mu laps nutab, kui ta nina puhastan. Mida saan teha selleks?**

Kahjuks enamik lapsi, kes ei ole veel piisavalt vanad, et mõista aspireerimise vajadust ning selle positiivseid külgi, streigivad. Nosiboo seadmetega puhastamine ei ole kindlasti lapsele valus. Imemine tekitab lapsel ehk pisut ebameeldiva kõditunde mõneks sekundiks. Pigem ei meeldi lastele kinnihoidmine ning suurem kisa tulebki just sellest. Kuna meie seadmega võtab puhastamine vaid mõned sekundid, siis soovitame siiski puhastamine lõpule viia ja peale seda lapsele rohkelt hellust jagada. Kõik on ju hea eesmärgi nimel ning pigem valida paar sekundit kui terve öö ja päev söömata-magamata nuttev laps.

## **Kui kiiresti jõuab tellimus kohale?**

Eesti siseselt jõuab pakk kliendini 1-2 tööpäeva jooksul. Pühadele eelneval ajal võib tarneaeg olla pikem. Kasutame tarnimisel SmartPosti ja DPD pakiautomaate.

## **Kui mulle Nosiboo ninaaspiraator ei meeldi, kas ma saan selle tagastada?**

Tooteid on võimalik tagastada 14-päeva jooksul ainult juhul, kui toode on puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kuna tegemist on meditsiinilise seadmega, siis kasutatud toodet tagastada ei ole võimalik.

NB! Kui seadme ümbert on eemaldatud kaitsekile või kraadiklaasi ekraanilt kaitsekile, siis seadet tagastada ei ole võimalik.

## **Kas Nosiboole kehtib ka garantii?**

Jah, kõikidele Kidsmedi pakutavatele seadmetele kehtib 2-aastane garantii (v.a Nosiboo Go aku). Nosiboo Go akule kehtib garantii 6 kuud.

## **Kas Nosiboole on võimalik ka ise järgi tulla?**

Jah, toodetele on võimalik ka ise järgi tulla aadressile Teaduspargi 9A, Tallinn. Mazda Abi maja II korrus.

Kui soovid tellimusele ise järgi tulla, siis kindlasti võta meiega eelnevalt ühendust ja lepi selleks aeg kokku. Kirjuta meile [mariliis@kidsmed.ee](mailto:mariliis@kidsmed.ee) või helista 51903092

## **Kas Nosibood saab ka poest osta?**

Ei, meie pakutavad tooted on saadaval vaid meie e-poes: [www.kidsmed.ee](http://www.kidsmed.ee)

## **Kus kohast leian infot käimasolevate kampaaniate ja soodustuste kohta?**

Et olla kursis erinevate kampaaniate ja sooduskoodidega, tuleb jälgida meie sotsiaalmeediat Facebookis Kidsmed Eesti ja kindlasti ka Instagramis Kidsmed.ee.