



PRO

Mis vahe on Nosiboo Pro-l ja Nosiboo Go-l?

KIDSMED	PRO	GO
		
KAAL	972G	375G
TOIDE	VOOLUVÕRK	TAASLAETAV AKU
IMEMISRÕHK L/SEK	9	8
MÜRATASE (DB)	55-62	55-62
IMEMISVÕIMSUSE REGULEERIMINE	REGULEERITAV	TÖÖTAB ÜHEL VÕIMSUSEL. VÕRDELINE PRO MAKSIMUM- VÕIMSUSEGA
TALITUSTSÜKLI PIKKUS	15 MIN (50MIN PAUSI)	10 MIN (TAASKÄIVITA KOHESELT UUESTI)
VÄRV	ROOSA, SININE, ROHELINE	ROHELINE
HIND	139 €	159 €

Kas Nosiboo Pro ja selle kõige tugevam imemistugevus on sobilik vastsündinule?

Jah, kõik Nosiboo tooted on sobilikud kasutamiseks alates sünnist ja ka kõige tugevam režiim ei tee lapse ninale liiga! Imemistugevuse reguleerimisel tuleks lähtuda sekreedi paksusest, mitte lapse vanusest. Imemistugevused on paika pandud koostöös arstidega.

Kas peaksin seadet tellides ostma kohe ka lisatarvikute komplekti?

Ei pea, kuna seadmega koos saad kõik vajaliku, et kohe aspiraatorit kasutada. Küll aga, kui sul on kodus mitu last, keda vajalik aspireerida, on hügieenilisest aspektist lähtudes mõistlik osta lisaotsik/Colibri pea (lisatarvikute komplektis olemas).

Milliseid seadme osasid tuleb pesta ja millega?

Pesta tuleb peale kasutust koheselt vaid Colibri pea. Voolikut puhastada ei ole vaja! Kui näete, et sekreet on jõudnud voolikusse, on järelkult Colibri pea mittekorrektelt kokku pandud (veenduge alati, et pea sees olev kaelustoru on tugevalt oma kohale fikseeritud) või sekreet liiga pikaks ajaks seadme peasse jäetud. Osasid tuleb pesta sooja jooksva vee all loputades.

Kui sekreet on voolikusse jõudnud, kuidas puhastada?

Kui näete, et sekreet on jõudnud voolikusse, on järelkult Colibri pea mittekorrektelt kokku pandud (veenduge alati, et pea sees olev kaelustoru on tugevalt oma kohale fikseeritud) või sekreet liiga pikaks ajaks seadme peasse jäetud. Sellisel juhul tuleks voolikut puhta sooja veega loputada ning lasta sellel korralikult kuivada. Niisket või märga voolikut seadme külge ühendada ei tohi. Kindlasti tuleb sellises olukorras kontrollida ka masina sees olevat filtrit. Kui filter ei ole enam täiesti valge või lõhnab ebameeldivalt, on sekreet jõudnud masinasse. Filter tuleks igasuguste muutuste korral koheselt välja vahetada.

Kas ma pean kindlasti koheselt peale kasutamist seadme pead pesema?

Jah, kui jätate sekreedi Colibri pea sisse seisma, võib see imbuda voolikusse ning sealt edasi seadme mootorisse. Kui sekreet jõuab masinasse, on seade rikitud ning selle parandust ei kata garantii. Kui kasutate Nosibood öösel ning pesemine on sel ajal võimatu/tülikas, palun võtke Colibri pea vooliku otsast lahti ja peske teile sobivalt esimesel võimalusel.

PRO ei käivitu enam peale kasutamist. Miks?

Liigkasutamise ennetamiseks lülitub seade pärast 1,5-2 minutist kasutamist välja. Pärast seadme väljalülitumist saab seda taaskäivitada mitu korda sõltuvalt kasutamisevõimsusest. Seejärel on seade kasutusvalmis uuesti 50 minuti pärast. Ühe ninasõorme puhastamine võtab aega ainult paar sekundit.

Kas on võimalik osta eraldi filtrit, otsikut või kaelustoru?

Kahjuks mitte. Kõik need osad on saadaval lisatarvikute komplektis. Eraldi detaile osta pole võimalik.

Kas BPA-vaba ninaotsikut on võimalik osta erinevates suurustes?

Ei, kõikide Nosiboo aspiraatorite otsikud on ühes ja samas suuruses. Kuna seadme otsikut ei tule lapsele sügavale lükata, et sekreeti kätte saada, sobib otsik kõikidele pisikestele ninadele.

Mu laps nutab, kui ta nina puhastan. Mida saan teha selleks?

Kahjuks enamik lapsi, kes ei ole veel piisavalt vanad, et mõista aspireerimise vajadust ning selle positiivseid külgi, streigivad. Nosiboo seadmetega puhastamine ei ole kindlasti lapsele valus. Imemine tekitab lapsel ehk pisut ebameeldiva kõditunde mõneks sekundiks. Pigem ei meeldi lastele kinnihoidmine ning suurem kisa tulebki just sellest. Kuna meie seadmega võtab puhastamine vaid mõned sekundid, siis soovitame siiski puhastamine lõpule viia ja peale seda lapsele rohkelt hellust jagada. Kõik on ju hea eesmärgi nimel ning pigem valida paar sekundit kui terve öö ja päev söömata-magamata nuttev laps.

Kui kiiresti jõuab tellimus kohale?

Eesti siseselt jõuab pakk kliendini 1-2 tööpäeva jooksul. Pühadele eelneval ajal võib tarneaeg olla pikem. Kasutame tarnimisel SmartPosti ja DPD pakiautomaate.

Kui mulle Nosiboo ninaaspiraator ei meeldi, kas ma saan selle tagastada?

Tooteid on võimalik tagastada 14-päeva jooksul ainult juhul, kui toode on puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kuna tegemist on meditsiinilise seadmega, siis kasutatud toodet tagastada ei ole võimalik.

NB! Kui seadme ümbert on eemaldatud kaitsekile või kraadiklaasi ekraanilt kaitsekile, siis seadet tagastada ei ole võimalik.

Kas Nosiboole kehtib ka garantii?

Jah, kõikidele Kidsmedi pakutavatele seadmetele kehtib 2-aastane garantii (v.a Nosiboo Go aku). Nosiboo Go akule kehtib garantii 6 kuud.

Kas Nosiboole on võimalik ka ise järgi tulla?

Jah, toodetele on võimalik ka ise järgi tulla aadressile Teaduspargi 9A, Tallinn. Mazda Abi maja II korrus.

Kui soovid tellimusele ise järgi tulla, siis kindlasti võta meiega eelnevalt ühendust ja lepi selleks aeg kokku. Kirjuta meile mariliis@kidsmed.ee või helista 51903092

Kas Nosibood saab ka poest osta?

Ei, meie pakutavad tooted on saadaval vaid meie e-poes: www.kidsmed.ee

Kus kohast leian infot käimasolevate kampaaniate ja soodustuste kohta?

Et olla kursis erinevate kampaaniate ja sooduskoodidega, tuleb jälgida meie sotsiaalmeediat Facebookis Kidsmed Eesti ja kindlasti ka Instagramis Kidsmed.ee.